



**Hôpital
Pitié-Salpêtrière
AP-HP**

Hôpitaux

Universitaires Pitié-Salpêtrière - Saint-Louis
Département Médico-Universitaire BioGEM

Service d'Hématologie Biologique - Pr F. Davi
UF PHÉNOTYPAGE DES HÉMOPATHIES
BATIMENT LA PHARMACIE (4^{ème} étage)
47-83, Bd de l'Hôpital,
75651 PARIS cedex 13
Tel : 01 42 16 01 92 Fax : 01 42 16 01 61

**A
congeler
dans les
6 heures**

DOSAGE DES CYTOKINES IL-10 et IL-6 par cytométrie en flux

Réception du lundi au vendredi avant 15h00. Fermé samedi, dimanche et jours fériés.

Dr Magali LE GARFF-TAVERNIER, Dr Agathe MAILLON

Nom usuel : Nom de naissance : Prénom : Date de naissance : Sexe : M F	Hôpital et service (étiquette UF) :	Prescripteur : Nom : Téléphone :
		Préleveur : Nom :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET BIOLOGIQUES. INDISPENSABLES	☐ Diagnostic ☐ Suivi, traitement en cours :
--	---

Date de prélèvement/congélation :	Heure de prélèvement : Heure de congélation : (Délai <6h du prélèvement)
---	--

Nature de l'échantillon : minimum 100µL dans un microtube (seringue interdite)	
☐ LCR (minimum 5 gouttes) ☐ Humeur aqueuse ☐ Vitré, uniquement pur	☐ œil droit ☐ œil gauche

CONDITIONS DE TRANSPORT :

- > Les échantillons frais doivent arriver au laboratoire impérativement moins de 6 h après le prélèvement. A défaut, les congeler.
- > Les échantillons congelés doivent être transportés dans de la carboglace.

Partie réservée à l'UF phénotypage des hémopathies

Etiquette SCANORDO

Reçu le à par : Nombre de tubes : ☐ Frais ☐ Congelé ☐ Décongelé Conforme OUI-NON :

Imp "AP/HP" RD 6303/11

Référence Kalilab : PXI-EN-144 V2